

Hydrogen Peroxide 30% (v/v) AGR  
Hidrógeno peróxido 30% (v/v) AGR  
Hydrogène peroxyde 30% (v/v) AGR

MW: 34,01 CAS: 7722-84-1 EC: 231-765-0 Taric code: 28470000

H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

ADR: 5.1 OC1 II UN 2014 IMDG: 5.1 II UN 2014 IATA: 5.1 II UN 2014  
H271-H302+H332-H314 P210-P280-P301+P330+P331-P304+P340-P309+P310



## SPECIFICATIONS:

Assay / Pureza / Puret  : 29.0 - 31.0 %

### PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES:

|  |              |
|--|--------------|
| Free acids (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) ..... | ≤ 0.001 %    |
| Cl <sup>-</sup> .....                              | ≤ 0.0001 %   |
| SO <sub>4</sub> .....                              | ≤ 0.0001 %   |
| Bi .....   | ≤ 0.000005 % |
| B .....  | ≤ 0.000001 % |
| Sn .....   | ≤ 0.00001 %  |
| Al .....   | ≤ 0.00001 %  |
| Phosphorous (P) .....                              | ≤ 0.0001 %   |
| Co .....   | ≤ 0.00001 %  |
| Silicon (Si) .....                                 | ≤ 0.001 %    |
| Mn .....   | ≤ 0.00001 %  |
| Cu .....   | ≤ 0.00001 %  |
| Ni .....   | ≤ 0.00001 %  |
| Pb .....   | ≤ 0.00001 %  |
| Silver (Ag) .....                                  | ≤ 0.00001 %  |
| Fe .....   | ≤ 0.00001 %  |

#### Note:

Material Safety Data Sheets and Certificates of Analysis are downloadable free of charge at [www.labbox.com](http://www.labbox.com). Disclaimer: labkem chemical products are exclusively for laboratory use and by instructed and experienced users. These chemical products may be dangerous, so please follow instructions mentioned on the Material Safety Data Sheets. Due to shipping restrictions or local/national regulations, all products may not be available in all countries or for some particular customers.

#### Nota:

Fichas de Seguridad y Certificados de An lisis disponibles gratuitamente en [www.labbox.com](http://www.labbox.com). Atenci n: los productos qu micos son para uso exclusivo de laboratorio y reservados s lo para uso profesional por parte de usuarios debidamente formados y cualificados. Los productos qu micos son peligrosos, respete las instrucciones indicadas en la Ficha de Seguridad. Debido a restricciones en el transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos qu micos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipolog as de clientes.

#### Remarque:

Fiches de S curit  et Certificats d'Analyses t l chargeables sur [www.labbox.fr](http://www.labbox.fr). Attention : les produits chimiques labkem sont r serv s exclusivement   un usage professionnel en laboratoire par des utilisateurs form s et qualifi s. Les produits chimiques sont dangereux, respecter les instructions contenues dans les fiches de s curit . En raison des restrictions de transport ou de normes sp ciales, certains produits chimiques peuvent ne pas  tre disponibles pour tous les pays ou types de clients.