

GENERAL INFORMATION

Product name : BRANCHIA ashless quantitative filter paper, medium-low flow rate

Description : Ashless paper (30 kPa. Available in discs (presented in packages of 100 discs in box). Equivalence: Whatman 40

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
BNDM-070-100	70	disk	100
BNDM-090-100	90	disk	100
BNDM-110-100	110	disk	100
BNDM-125-100	125	disk	100
BNDM-150-100	150	disk	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDM-070-100	0,1922	0,051	48232000	08434868062290
BNDM-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062306
BNDM-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062313
BNDM-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062320
BNDM-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062337

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel de filtro cuantitativo BRANCHIA sin cenizas, velocidad media-lenta

Descripción : Papel sin cenizas (30 kPa. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos en caja).
Equivalencia: Whatman 40

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
BNDM-070-100	70	discos	100
BNDM-090-100	90	discos	100
BNDM-110-100	110	discos	100
BNDM-125-100	125	discos	100
BNDM-150-100	150	discos	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDM-070-100	0,1922	0,051	48232000	08434868062290
BNDM-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062306
BNDM-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062313
BNDM-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062320
BNDM-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062337

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier filtre quantitatif BRANCHIA sans cendre, filtration moyenne-lente

Description : Papier sans cendre (max 0,007%) en fibres de coton pour une filtration moyenne-lente. Utilisé pour l'analyse gravimétrique de nombreux composants, ainsi que de tous les types de pré-filtration. Idéal comme filtre primaire pour séparer les matières solides et les précipités fins des extraits aqueux, l'analyse des sols et la détermination quantitative des graisses et des huiles dans l'eau, des sédiments dans le lait et du nettoyage des solutions pour AAS (Atomic Absorption Spectrophotometry). Grammage 85 g / m², épaisseur 170 µm, temps de filtration 100 s, rétention 7 - 9 µm, résistance à l'éclatement humide > 30 kPa. Disponible en disques plats (boîte de 100 disques). Équivalence : Whatman 40

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
BNDM-070-100	70	plat	100
BNDM-090-100	90	plat	100
BNDM-110-100	110	plat	100
BNDM-125-100	125	plat	100
BNDM-150-100	150	plat	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDM-070-100	0,1922	0,051	48232000	08434868062290
BNDM-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062306
BNDM-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062313
BNDM-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062320
BNDM-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062337



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta da filtro quantitativa BRANCHIA priva di ceneri, velocità medio-lenta

Descrizione : Carta priva di ceneri (30 kPa. Disponibile in dischi standard (presentati in confezioni da 100 dischi per scatola). Equivalenza: Whatman 40

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
BNDM-070-100	70	circolari	100
BNDM-090-100	90	circolari	100
BNDM-110-100	110	circolari	100
BNDM-125-100	125	circolari	100
BNDM-150-100	150	circolari	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BNDM-070-100	0,1922	0,051	48232000	08434868062290
BNDM-090-100	0,331	0,086	48232000	08434868062306
BNDM-110-100	0,5472	0,117	48232000	08434868062313
BNDM-125-100	0,5868	0,148	48232000	08434868062320
BNDM-150-100	0,7219	0,19	48232000	08434868062337

FOTO DEL PRODOTTO

