

GENERAL INFORMATION

Product name : Sterile sampling bags

Description : Easy-to-close bags with puncture-proof tabs for protection from possible damage due to wire-end punctures. Ideal for all types of both liquid and solid samples. DNase, RNase, pyrogen and Bis-Phenol-A free.

Type A: printed, 2 round wires Type B: printed, 1 round 1 flat wires. Sterility certificate available (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

TECHNICAL DATA

reference	capacity	w	l	thickness (mm)	type	pcs/pack
SFTB-P45-500	450 ml	114	229	0.063	A	500
SFTB-P65-500	650 ml	140	229	0.076	A	500
SFTB-P1K-250	1650 ml	178	305	0.076	A	250
SFTB-F2K-250	2250 ml	254	305	0.101	B	250
SFTB-F4K-250	4000 ml	254	382	0.101	B	250
SFTB-P45-1K0	450 ml	114	229	0.063	A	2 x 500
SFTB-P65-1K0	650 ml	140	229	0.076	A	2 x 500
SFTB-P1K-1K0	1650 ml	178	305	0.076	A	4 x 250
SFTB-F2K-1K0	2250 ml	254	305	0.101	B	4 x 250
SFTB-F4K-1K0	4000 ml	254	382	0.101	B	4 x 250

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFTB-P45-500	1,14	2,145	39232100	08434868083363
SFTB-P65-500	1	3	39232100	08434868080577
SFTB-P1K-250	0,75	2,5	39232100	08434868080584
SFTB-F2K-250	1,25	4,75	39232100	08434868080591
SFTB-F4K-250	1,25	5,75	39232100	08434868080607
SFTB-P45-1K0	2	5	39232100	08434868080614
SFTB-P65-1K0	2	6	39232100	08434868080621
SFTB-P1K-1K0	3	10	39232100	08434868080638
SFTB-F2K-1K0	5	19	39232100	08434868080645
SFTB-F4K-1K0	5	23	39232100	08434868080652

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bolsas de muestreo estériles

Descripción : Bolsas con cierre fácil y lengüetas a prueba de pinchazos para protección contra posibles daños debido a punciones en los extremos de los alambres. Ideal para todo tipo de muestras tanto líquidas como sólidas. Libre de DNasa, RNasa, pirógenos y Bis-Phenol-A. Tipo A: impresas, 2 alambres redondos Tipo B: impresas, 1 alambre redondo y 1 alambre plano. Certificado de esterilidad disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	w	l	grosor (mm)	tipo	unidades por ref.
SFTB-P45-500	450 ml	114	229	0.063	A	500
SFTB-P65-500	650 ml	140	229	0.076	A	500
SFTB-P1K-250	1650 ml	178	305	0.076	A	250
SFTB-F2K-250	2250 ml	254	305	0.101	B	250
SFTB-F4K-250	4000 ml	254	382	0.101	B	250
SFTB-P45-1K0	450 ml	114	229	0.063	A	2 x 500
SFTB-P65-1K0	650 ml	140	229	0.076	A	2 x 500
SFTB-P1K-1K0	1650 ml	178	305	0.076	A	4 x 250
SFTB-F2K-1K0	2250 ml	254	305	0.101	B	4 x 250
SFTB-F4K-1K0	4000 ml	254	382	0.101	B	4 x 250

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFTB-P45-500	1,14	2,145	39232100	08434868083363
SFTB-P65-500	1	3	39232100	08434868080577
SFTB-P1K-250	0,75	2,5	39232100	08434868080584
SFTB-F2K-250	1,25	4,75	39232100	08434868080591
SFTB-F4K-250	1,25	5,75	39232100	08434868080607
SFTB-P45-1K0	2	5	39232100	08434868080614
SFTB-P65-1K0	2	6	39232100	08434868080621
SFTB-P1K-1K0	3	10	39232100	08434868080638
SFTB-F2K-1K0	5	19	39232100	08434868080645
SFTB-F4K-1K0	5	23	39232100	08434868080652

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Sac d'échantillonnage stérile

Description : Avec fermeture facile et languette anti-perforation pour éviter tout perçage du sac par les extrémités du fil. Idéal pour tous types d'échantillons liquides et solides. Exempt de DNase, RNase, pyrogène et de Bis-Phenol-A. Type A : imprimé, 2 fils ronds Type B : imprimé, 1 fil rond et 1 fil plat. Certificat de stérilité disponible gratuitement sur www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	larg.	long.	épaisseur (mm)	type	unités par ref.
SFTB-P45-500	450 ml	114	229	0.063	A	500
SFTB-P65-500	650 ml	140	229	0.076	A	500
SFTB-P1K-250	1650 ml	178	305	0.076	A	250
SFTB-F2K-250	2250 ml	254	305	0.101	B	250
SFTB-F4K-250	4000 ml	254	382	0.101	B	250
SFTB-P45-1K0	450 ml	114	229	0.063	A	2 x 500
SFTB-P65-1K0	650 ml	140	229	0.076	A	2 x 500
SFTB-P1K-1K0	1650 ml	178	305	0.076	A	4 x 250
SFTB-F2K-1K0	2250 ml	254	305	0.101	B	4 x 250
SFTB-F4K-1K0	4000 ml	254	382	0.101	B	4 x 250

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFTB-P45-500	1,14	2,145	39232100	08434868083363
SFTB-P65-500	1	3	39232100	08434868080577
SFTB-P1K-250	0,75	2,5	39232100	08434868080584
SFTB-F2K-250	1,25	4,75	39232100	08434868080591
SFTB-F4K-250	1,25	5,75	39232100	08434868080607
SFTB-P45-1K0	2	5	39232100	08434868080614
SFTB-P65-1K0	2	6	39232100	08434868080621
SFTB-P1K-1K0	3	10	39232100	08434868080638
SFTB-F2K-1K0	5	19	39232100	08434868080645
SFTB-F4K-1K0	5	23	39232100	08434868080652



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sacchetti per campionamento

Descrizione : Sacchetto con chiusura facile e linguette a prova di foratura per protezione contro eventuali danni dovuti a fori alle estremità dei fili. Ideale per tutti i tipi di campioni sia liquidi che solidi. Libero da Dnasa, Rnasa e pirogeni. Tipo A: stampati, 2 fili tondi. Tipo B: trasparenti, 1 filo tondo e 1 filo piatto. Certificato di sterilità disponibile scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

DATI TECNICI

referenza	capacità	w	l	spessore (mm)	tipo	unità per ref.
SFTB-P45-500	450 ml	114	229	0.063	A	500
SFTB-P65-500	650 ml	140	229	0.076	A	500
SFTB-P1K-250	1650 ml	178	305	0.076	A	250
SFTB-F2K-250	2250 ml	254	305	0.101	B	250
SFTB-F4K-250	4000 ml	254	382	0.101	B	250
SFTB-P45-1K0	450 ml	114	229	0.063	A	2 x 500
SFTB-P65-1K0	650 ml	140	229	0.076	A	2 x 500
SFTB-P1K-1K0	1650 ml	178	305	0.076	A	4 x 250
SFTB-F2K-1K0	2250 ml	254	305	0.101	B	4 x 250
SFTB-F4K-1K0	4000 ml	254	382	0.101	B	4 x 250

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFTB-P45-500	1,14	2,145	39232100	08434868083363
SFTB-P65-500	1	3	39232100	08434868080577
SFTB-P1K-250	0,75	2,5	39232100	08434868080584
SFTB-F2K-250	1,25	4,75	39232100	08434868080591
SFTB-F4K-250	1,25	5,75	39232100	08434868080607
SFTB-P45-1K0	2	5	39232100	08434868080614
SFTB-P65-1K0	2	6	39232100	08434868080621
SFTB-P1K-1K0	3	10	39232100	08434868080638
SFTB-F2K-1K0	5	19	39232100	08434868080645
SFTB-F4K-1K0	5	23	39232100	08434868080652

FOTO DEL PRODOTTO

