

GENERAL INFORMATION

Product name : Blue sterile bags

Description : Made with virgin polyethylene. Specific for the food industry. Blue colour makes them highly visible for recognition but also used to segregate within the factory environment. Ideal for both liquid and solid samples. DNase, RNase and pyrogen free. Printed and closure with 2 round wires. Sterility certificate available (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

TECHNICAL DATA

reference	capacity	w	l	thickness (mm)	pcs/pack
STBB-450-500	450 ml	114	229	0.063	500
STBB-450-1K0	450 ml	114	229	0.063	2 x 500

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBB-450-500	1	2,5	39232100	08434868080669
STBB-450-1K0	2	5	39232100	08434868080676

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bolsas de muestreo estériles azules

Descripción : Fabricado en polietileno virgen. Específico para la industria alimentaria. El color azul los hace altamente visibles para el reconocimiento, pero también se usan para segregar dentro del entorno de la fábrica. Ideal para muestras líquidas y sólidas. Libre de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Impresas y cierre con 2 alambres redondos. Certificado de esterilidad disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	w	l	grosor (mm)	unidades por ref.
STBB-450-500	450 ml	114	229	0.063	500
STBB-450-1K0	450 ml	114	229	0.063	2 x 500

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBB-450-500	1	2,5	39232100	08434868080669
STBB-450-1K0	2	5	39232100	08434868080676

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Sac d'échantillonnage stérile, bleu

Description : En polyéthylène vierge. Spécifique pour l'industrie alimentaire. Couleur bleue, très visible, permettant une reconnaissance facile et une différenciation des échantillons dans un environnement industriel. Idéal pour les échantillons liquides et solides. Exempt de DNase, RNase et de pyrogène. Imprimé. Fermeture avec 2 fils ronds. Certificat de stérilité disponible gratuitement sur www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	larg.	long.	épaisseur (mm)	unités par ref.
STBB-450-500	450 ml	114	229	0.063	500
STBB-450-1K0	450 ml	114	229	0.063	2 x 500

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBB-450-500	1	2,5	39232100	08434868080669
STBB-450-1K0	2	5	39232100	08434868080676

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sacchetto per campionamento sterile, di colore azzurro

Descrizione : Realizzato in polietilene vergine. Specifico per l'industria alimentare. Il colore blu lo rende altamente visibile per il riconoscimento, ma è anche utilizzato per segregare all'interno dell'ambiente della fabbrica. Ideale per campioni liquidi e solidi. Libero da Dnasa, Rnasa e pirogeni. Stampato e chiusura con 2 fili tondi. Certificato di sterilità disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

DATI TECNICI

referenza	capacità	w	l	spessore (mm)	unità per ref.
STBB-450-500	450 ml	114	229	0.063	500
STBB-450-1K0	450 ml	114	229	0.063	2 x 500

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBB-450-500	1	2,5	39232100	08434868080669
STBB-450-1K0	2	5	39232100	08434868080676

FOTO DEL PRODOTTO

