

GENERAL INFORMATION

Product name : Blender bags with filter

Description : Made of virgin and reinforced polyethylene. For microbiological and chemical analysis. Compatible with all lab blender homogenizers, withstand extensive blending without tears or perforations. DNase, RNase and pyrogen free. Type A: with lateral filter, non-woven, pore <250 µm. For fibrous samples such as meat, fish, fruit and vegetables Type B: with full-surface filter, non-woven, pore <250 µm. For pasty samples, such as cheese, milk and flour. Sterilization certificate available (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

TECHNICAL DATA

reference	capacity	w	l	thickness (mm)	type	pcs/pack
STBL-L40-050	400 ml	190	300	0.07	A	50
STBL-F40-050	400 ml	190	300	0.07	B	50
STBL-L40-500	400 ml	190	300	0.07	A	10 x 50
STBL-F40-500	400 ml	190	300	0.07	B	10 x 50

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBL-L40-050	0,171	0,52	39232100	08434868080713
STBL-F40-050	0,18	0,45	39232100	08434868080720
STBL-L40-500	1,71	5,2	39232100	18434868080710
STBL-F40-500	1,8	4,5	39232100	18434868080727

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bolsas para homogenizadores con filtro

Descripción : Fabricadas en polietileno virgen y reforzado. Para análisis microbiológicos y químicos. Compatible con todos los homogeneizadores de laboratorio, soportan procesos de mezcla extensos sin rasgaduras ni perforaciones. Libres de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Tipo A: con filtro lateral, no tejido, poro <math><250 \mu\text{m}</math>. Para muestras fibrosas como carne, pescado, frutas y verduras Tipo B: con filtro de superficie completa, no tejido, poro <math><250 \mu\text{m}</math>. Para muestras pastosas, como queso, leche y harina. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)


DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	w	l	grosor (mm)	tipo	unidades por ref.
STBL-L40-050	400 ml	190	300	0.07	A	50
STBL-F40-050	400 ml	190	300	0.07	B	50
STBL-L40-500	400 ml	190	300	0.07	A	10 x 50
STBL-F40-500	400 ml	190	300	0.07	B	10 x 50

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBL-L40-050	0,171	0,52	39232100	08434868080713
STBL-F40-050	0,18	0,45	39232100	08434868080720
STBL-L40-500	1,71	5,2	39232100	18434868080710
STBL-F40-500	1,8	4,5	39232100	18434868080727

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Sac d'homogénéisation, avec filtre

Description : En polyéthylène vierge et renforcé. Pour analyses microbiologiques et chimiques. Compatible avec tous les homogénéiseurs de laboratoire classiques, résistant à un usage intensif sans déchirure ni perforation. Exempt de DNase, RNase et de pyrogène. Type A : avec filtre latéral, non tissé, pores <250 µm. Pour les échantillons fibreux tels que la viande, le poisson, les fruits et les légumes Type B : avec filtre intégral, non tissé, pores <250 µm. Pour les échantillons pâteux, tels que le fromage, le lait et la farine. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com


DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	larg.	long.	épaisseur (mm)	type	unités par ref.
STBL-L40-050	400 ml	190	300	0.07	A	50
STBL-F40-050	400 ml	190	300	0.07	B	50
STBL-L40-500	400 ml	190	300	0.07	A	10 x 50
STBL-F40-500	400 ml	190	300	0.07	B	10 x 50

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBL-L40-050	0,171	0,52	39232100	08434868080713
STBL-F40-050	0,18	0,45	39232100	08434868080720
STBL-L40-500	1,71	5,2	39232100	18434868080710
STBL-F40-500	1,8	4,5	39232100	18434868080727

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sacchetto per omogenizzatore con filtro

Descrizione : Realizzato in polietilene vergine e rinforzato. Per analisi microbiologiche e chimiche. Compatibile con tutti gli omogeneizzatori da laboratorio, resistente a processi di miscelazione di lunga durata senza lacerazioni o perforazioni. Libero da Dnasa, Rnasa e pirogeni. Tipo A: con filtro laterale, non tessuto, poro <math><250 \mu\text{m}</math>. Per campioni fibrosi come carne, pesce, frutta e verdura Tipo B: con filtro di superficie completo, non tessuto, poro <math><250 \mu\text{m}</math>. Per campioni pastosi, come formaggio, latte e farina. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

DATI TECNICI

referenza	capacità	w	l	spessore (mm)	tipo	unità per ref.
STBL-L40-050	400 ml	190	300	0.07	A	50
STBL-F40-050	400 ml	190	300	0.07	B	50
STBL-L40-500	400 ml	190	300	0.07	A	10 x 50
STBL-F40-500	400 ml	190	300	0.07	B	10 x 50

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STBL-L40-050	0,171	0,52	39232100	08434868080713
STBL-F40-050	0,18	0,45	39232100	08434868080720
STBL-L40-500	1,71	5,2	39232100	18434868080710
STBL-F40-500	1,8	4,5	39232100	18434868080727

FOTO DEL PRODOTTO

