

GENERAL INFORMATION

Product name : qPCR tube strips**Description :** Strip of 8 tubes for qPCR. Made of polypropylene USP VI. Human DNA free and certified DNase, RNAse and PCR-inhibitors free. Includes optical strip caps in bags of 120 pcs

TECHNICAL DATA

reference	capacity	type	pcs/pack
PCRS-8C1-120	0,1 ml	natural colour, frosted	12 x 10
PCRS-8W1-120	0,1 ml	white colour, opaque	12 x 10
PCRS-8C2-120	0,2 ml	natural colour, transparent	12 x 10
PCRS-8W2-120	0,2 ml	white colour, opaque	12 x 10

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRS-8C1-120	3,5	0,15	39269097	08434868081994
PCRS-8W1-120	3,5	0,15	39269097	08434868086128
PCRS-8C2-120	3,5	0,15	39269097	08434868082014
PCRS-8W2-120	3,5	0,15	39269097	08434868082021

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tiras de microtubos para qPCR**Descripción :** Tira de 8 tubos de pared fina para qPCR. Fabricada en polipropileno USP VI. Libres de DNA humano y certificado libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR. Incluye tira de 8 tapones ópticos planos en bolsa de 120 unidades

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.
PCRS-8C1-120	0,1 ml	color natural, mate	12 x 10
PCRS-8W1-120	0,1 ml	color blanco, opaco	12 x 10
PCRS-8C2-120	0,2 ml	color natural, transparente	12 x 10
PCRS-8W2-120	0,2 ml	color blanco, opaco	12 x 10

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRS-8C1-120	3,5	0,15	39269097	08434868081994
PCRS-8W1-120	3,5	0,15	39269097	08434868086128
PCRS-8C2-120	3,5	0,15	39269097	08434868082014
PCRS-8W2-120	3,5	0,15	39269097	08434868082021

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Barrette de microtubes pour qPCR**Description :** Barrette de 8 tubes à paroi fine pour PCR. En polypropylène USP VI. Sans ADN humain et certifiée sans DNase, RNase et inhibiteur de PCR. Inclut barrette de 8 bouchons optiques plats

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	type	unités par ref.
PCRS-8C1-120	0,1 ml	couleur naturelle, mate	12 x 10
PCRS-8W1-120	0,1 ml	couleur blanche, opaque	12 x 10
PCRS-8C2-120	0,2 ml	couleur naturelle, transparent	12 x 10
PCRS-8W2-120	0,2 ml	couleur blanche, opaque	12 x 10

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRS-8C1-120	3,5	0,15	39269097	08434868081994
PCRS-8W1-120	3,5	0,15	39269097	08434868086128
PCRS-8C2-120	3,5	0,15	39269097	08434868082014
PCRS-8W2-120	3,5	0,15	39269097	08434868082021

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Strip di microprovette per qPCR**Descrizione :** Strip di 8 provette a parete sottile per qPCR. Prodotto in polipropilene USP VI. Privo di DNA umano e certificato privo di Dnasa, Rnasa e inibitori di PCR. Include strip di 8 tappi ottici piatti in sacchetto di 120 unità

DATI TECNICI

referenza	capacità	tipo	unità per ref.
PCRS-8C1-120	0,1 ml	colore naturale, opaco	12 x 10
PCRS-8W1-120	0,1 ml	colore bianco, opaco	12 x 10
PCRS-8C2-120	0,2 ml	colore naturale, trasparente	12 x 10
PCRS-8W2-120	0,2 ml	colore bianco, opaco	12 x 10

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRS-8C1-120	3,5	0,15	39269097	08434868081994
PCRS-8W1-120	3,5	0,15	39269097	08434868086128
PCRS-8C2-120	3,5	0,15	39269097	08434868082014
PCRS-8W2-120	3,5	0,15	39269097	08434868082021

FOTO DEL PRODOTTO

