

**GENERAL INFORMATION****Product name :** Sterile specimen container, polypropylene**Description :** Autoclavable with raised graduation and leak-proof snap closure. Sterilized by ethylene oxide (ETO). Sterilization certificate available (to be downloaded free of charge at [www.labbox.com](http://www.labbox.com))**TECHNICAL DATA**

reference	capacity	htotal (mm)	Øbase (mm)	graduation (ml)	pcs/pack
SCSP-025-200	25 ml	32.25	38	5	200
SCSP-050-100	50 ml	66.70	37	25	100

**PACKAGING AND LOGISTICS**

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCSP-025-200	19	1,58	39233010	08434868091771
SCSP-050-100	19	1,62	39233010	08434868091788

**PRODUCT PHOTO****MATERIAL****MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Frasco estéril de polipropileno para muestras**Descripción :** Autoclavable con graduación en relieve y cierre a presión hermético. Esterilizado mediante óxido de etileno (ETO). Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	htotal (mm)	Øbase(mm)	graduación (ml)	unidades por ref.
SCSP-025-200	25 ml	32.25	38	5	200
SCSP-050-100	50 ml	66.70	37	25	100

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCSP-025-200	19	1,58	39233010	08434868091771
SCSP-050-100	19	1,62	39233010	08434868091788

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

**MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Flacon stérile en PP pour échantillons****Description :** Autoclavable avec graduation en relief et fermeture à pression hermétique. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (ETO). Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur [www.labbox.com](http://www.labbox.com)

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	htotale (mm)	Øbase (mm)	graduation (ml)	unités par ref.
SCSP-025-200	25 ml	32.25	38	5	200
SCSP-050-100	50 ml	66.70	37	25	100

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCSP-025-200	19	1,58	39233010	08434868091771
SCSP-050-100	19	1,62	39233010	08434868091788

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

**MATÉRIEL Polypropylène**

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Flacone sterile per campionamento in polipropilene

**Descrizione :** Autoclavabile con graduazione in rilievo e chiusura ermetica a scatto. Sterilizzato con ossido di etilene (ETO). Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

## DATI TECNICI

referenza	capacità	htotale (mm)	Øbase (mm)	graduazione (ml)	unità per ref.
SCSP-025-200	25 ml	32.25	38	5	200
SCSP-050-100	50 ml	66.70	37	25	100

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCSP-025-200	19	1,58	39233010	08434868091771
SCSP-050-100	19	1,62	39233010	08434868091788

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

**MATERIALE Polipropilene**

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.