

GENERAL INFORMATION

Product name : Separatory funnel, polypropylene

Description : Autoclavable at 121 °C. With screw cap and PP stopcock with PTFE joint

TECHNICAL DATA

reference	capacity	l(mm)	Ømax. (mm)	pcs/pack
SFUP-100-002	100 ml	250	59	2
SFUP-250-002	250 ml	305	83	2
SFUP-500-002	500 ml	355	99	2

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFUP-100-002	1,35	0,165	39233010	08434868041998
SFUP-250-002	3,15	0,25	39233010	08434868042001
SFUP-500-002	5,808	0,35	39233010	08434868042018

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Embudo de decantación de polipropileno

Descripción : Autoclavable a 121 °C. Con tapón de rosca y llave de polipropileno con junta de PTFE

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	l (mm)	Ømáx. (mm)	unidades por ref.
SFUP-100-002	100 ml	250	59	2
SFUP-250-002	250 ml	305	83	2
SFUP-500-002	500 ml	355	99	2

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFUP-100-002	1,35	0,165	39233010	08434868041998
SFUP-250-002	3,15	0,25	39233010	08434868042001
SFUP-500-002	5,808	0,35	39233010	08434868042018

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Ampoule à décanter en polypropylène

Description : Autoclavable à 121 °C. Avec bouchon à vis et robinet en polypropylène avec raccord en PTFE

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	long. (mm)	Ømax. (mm)	unités par ref.
SFUP-100-002	100 ml	250	59	2
SFUP-250-002	250 ml	305	83	2
SFUP-500-002	500 ml	355	99	2

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFUP-100-002	1,35	0,165	39233010	08434868041998
SFUP-250-002	3,15	0,25	39233010	08434868042001
SFUP-500-002	5,808	0,35	39233010	08434868042018

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Imbuto separatore in polipropilene**Descrizione :** Autoclavabile a 121 °C. Con tappo a vite e rubinetto in polipropilene con guarnizione in PTFE

DATI TECNICI

referenza	capacità	L (mm)	Ømax (mm)	unità per ref.
SFUP-100-002	100 ml	250	59	2
SFUP-250-002	250 ml	305	83	2
SFUP-500-002	500 ml	355	99	2

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFUP-100-002	1,35	0,165	39233010	08434868041998
SFUP-250-002	3,15	0,25	39233010	08434868042001
SFUP-500-002	5,808	0,35	39233010	08434868042018

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.