

GENERAL INFORMATION

Product name : Biological microscope, MOTIC B1 Elite series

Description : Monocular, binocular or trinocular head (according to model), 45° inclined and 360° rotating. Widefield WF10X/18 mm eyepieces. Quadruple revolving nosepiece with achromatic Semi-Plan SP objectives 4X, 10X, 40X S and 100X S-Oil. Coaxial coarse and fine focusing system. Low position coaxial mechanical stage. Focusable 1.25 N.A. Abbe condenser. Iris diaphragm with filter holder. LED illumination 3W with intensity control. Dust cover and immersion oil included. Main supply 220-240 V (CE). 5 years warranty on optical and mechanical components. Delivery time 2-3 weeks

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
BM03-L01-001	microscope B1-211E SP (monocular head)	1
BM03-L02-001	microscope B1-220E SP (binocular head)	1
BM03-L03-001	microscope B1-223E SP (trinocular head)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM03-L01-001	76,56	9,6	90118000	08434868007819
BM03-L02-001	77	5,8	90118000	08434868007826
BM03-L03-001	77	9,6	90112090	08434868007833

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Microscopio biológico MOTIC serie B1 Elite

Descripción : Cabezal monocular / binocular / trinocular (según modelo) inclinado 45° y giratorio 360°. Oculares de gran campo WF10X/18 mm. Porta-objetivos cuádruple con objetivos acromáticos Semi-Plan SP 4X, 10X, 40X S y 100X S-Oil. Enfoque coaxial macro y micrométrico. Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos. Condensador Abbe A.N. 1,25 enfocable. Diafragma iris con porta-filtros. Iluminación LED 3W con control de intensidad. Incluye funda protectora y aceite de inmersión. Alimentación 220-240 V (CE). Garantía 5 años en componentes ópticos y mecánicos. Entrega 2-3 semanas

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
BM03-L01-001	microscopio B1-211E SP (cabezal monocular)	1
BM03-L02-001	microscopio B1-220E SP (cabezal binocular)	1
BM03-L03-001	microscopio B1-223E SP (cabezal trinocular)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM03-L01-001	76,56	9,6	90118000	08434868007819
BM03-L02-001	77	5,8	90118000	08434868007826
BM03-L03-001	77	9,6	90112090	08434868007833

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Microscope de biologie MOTIC série B1 Elite

Description : Tête monoculaire, binoculaire ou trinoculaire, inclinée 45°, orientable sur 360°. Oculaires grand champ WF10X/18mm. Tourelle quadruple avec objectifs achromatiques Semi-Plan SP 4X, 10X, 40X R, 100X R-Immersion. Mise au point coaxiale micrométrique et macrométrique. Platine mécanique avec commandes coaxiales ergonomiques. Condenseur Abbe O.N. 1,25 réglable. Diaphragme à iris avec support filtre. Éclairage LED 3W avec contrôle d'intensité. Inclut housse de protection et huile d'immersion. Alimentation 220-240 V (CE). Garantie 5 ans pour les composantes optiques et mécaniques. Délai de livraison 2-3 semaines

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
BM03-L01-001	microscope B1-211E SP (tête monoculaire)	1
BM03-L02-001	microscope B1-220E SP (tête binoculaire)	1
BM03-L03-001	microscope B1-223E SP (tête trinoculaire)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM03-L01-001	76,56	9,6	90118000	08434868007819
BM03-L02-001	77	5,8	90118000	08434868007826
BM03-L03-001	77	9,6	90112090	08434868007833

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Microscopio biologico MOTIC serie B1 Elite

Descrizione : Testata monoculare/binoculare/trinoculare (a seconda del modello) inclinata a 45° e rotante a 360°. Oculari a largo campo WF10X/18 mm. Revolver portaobiettivi quadruplo con obiettivi acromatici Semi-Plan SP 4X, 10X, 40X S e 100X S-Oil. Messa a fuoco coassiale macrometrica e micrometrica. Tavolino meccanico con comandi coassiali ergonomici. Condensatore Abbe N.A. 1,25 focalizzabile. Diaframma ad iride con portafiltri. Illuminazione LED 3 W con controllo dell'intensità. Include copertina antipolvere e olio per immersione. Alimentazione 220-240 V (CE). Garanzia di 5 anni sulle componenti ottiche e meccaniche. Consegna: 2-3 settimane

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
BM03-L01-001	microscopio B1-211E SP (testata monoculare)	1
BM03-L02-001	microscopio B1-220E SP (testata binoculare)	1
BM03-L03-001	microscopio B1-223E SP (testata trinoculare)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM03-L01-001	76,56	9,6	90118000	08434868007819
BM03-L02-001	77	5,8	90118000	08434868007826
BM03-L03-001	77	9,6	90112090	08434868007833

FOTO DEL PRODOTTO

