

GENERAL INFORMATION

Product name : MOTICAM 1080 FullHD camera and MOTICAM 1080 BMH with LCD 11' screen

Description : FullHD camera for microscopy with HDMI (1080p) output, USB output and 1920x108 pixels resolution in real time. Images can be captured directly onto an SD card at 8.0 Mp resolution. Screen: LCD 11,6" Full HD (available only for MOTICAM 1080 BMH). Software On Board (allows you to control the camera parameters by connecting a mouse to the USB). Eyepiece couplers for connection to the most common microscope eyepieces of any brand (available only for MOTICAM 1080). Focusable macro lens. Calibration slide included. Motic Images Plus 2.0 Software for image capture and edition with Windows and MAC (multilanguages software, English included). 2 years warranty. Delivery time 2 weeks

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CM10-HD1-001	MOTICAM 1080 FullHD camera	1
CM10-HD2-001	MOTICAM 1080 BMH FullHD camera LCD 11' screen	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM10-HD1-001	7	2	85258099	08434868014336
CM10-HD2-001	23,53	3,6	90119090	08434868014343

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cámara FullHD modelo MOTICAM 1080 y MOTICAM 1080 BMH con monitor FullHD de 11'

Descripción : Cámara FullHD para microscopía con salida HDMI (1080p), salida USB de 1920x108 píxeles en tiempo real y captura de imagen a 8 Mp por SD Card. Monitor de 11" Full HD (Solo modelo Moticam 1080 BMH). Software On Board (permite controlar los parámetros de la cámara conectando un ratón al USB). Adaptadores para oculares que permiten la conexión de las cámaras al ocular de la mayoría de microscopios de cualquier marca (solo modelo Moticam 1080). Incluye preparación microscópica para calibración y lente macro enfocable. Incluye software Motic Images Plus 2.0 para captura y tratamiento de imágenes para PC y MAC (software multi-idioma incluido el castellano). Garantía 2 años. Entrega 2 semanas

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CM10-HD1-001	cámara FullHD modelo MOTICAM 1080	1
CM10-HD2-001	cámara FullHD modelo MOTICAM 1080 BMH (con Monitor 11")	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM10-HD1-001	7	2	85258099	08434868014336
CM10-HD2-001	23,53	3,6	90119090	08434868014343

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : *Caméra Motic FullHD modèle MOTICAM 1080 et MOTICAM 1080 BMH avec moniteur FullHD de 11"

Description : Caméra Full HD pour microscope avec sortie HDMI (1080p), sortie USB, résolution 1920 x 1080 pixels en temps réel et capture d'images à 8 Mp par SD Card. Moniteur Full HD de 11" (uniquement pour modèle Moticam 1080 BMH). Logiciel On Board (permet le contrôle des paramètres de la caméra en connectant la souris à la sortie USB). Adaptateurs pour oculaire inclus permettant la connexion de la caméra à la plupart des microscopes toute marque confondue (seul le modèle Moticam 1080). Inclut préparation microscopique d'étalonnage et objectif macro focalisable. Inclut également le logiciel Motic Images Plus 2.0 pour la capture et traitement des images sur PC et MAC (logiciel multi-langues, français inclus). Garantie 2 ans. Délai de livraison 2 semaines

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CM10-HD1-001	caméra FullHD MOTICAM 1080	1
CM10-HD2-001	caméra FullHD MOTICAM 1080 BMH (avec Moniteur 11")	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM10-HD1-001	7	2	85258099	08434868014336
CM10-HD2-001	23,53	3,6	90119090	08434868014343

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Fotocamera FullHD modello MOTICAM 1080 e MOTICAM 1080 BMH con display FullHD da 11"

Descrizione : Fotocamera FullHD per microscopia con uscita HDMI (1080p), uscita USB da 1920x108 pixel in tempo reale e acquisizione delle immagini a 8 Mp per scheda SD. Display da 11' Full HD (solo modello Moticam 1080 BMH). Software On Board (consente di controllare i parametri della fotocamera collegando un mouse alla porta USB). Adattatori per oculari che consentono di collegare le fotocamere agli oculari della maggior parte dei microscopi di qualsiasi marca (solo modello Moticam 1080). Include vetrino di calibrazione e obiettivo macro focalizzabile. Include software Motic Images Plus 2.0 per acquisizione e modifica delle immagini, per PC e MAC (software multilingue che include lo spagnolo). Garanzia di 2 anni. Consegna: 2 settimane

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CM10-HD1-001	fotocamera FullHD modello MOTICAM 1080	1
CM10-HD2-001	telecamera FullHD MOTICAM 1080 BMH modello (con monitor da 11")	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM10-HD1-001	7	2	85258099	08434868014336
CM10-HD2-001	23,53	3,6	90119090	08434868014343

FOTO DEL PRODOTTO

