

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Zip lock bag with write on panels**Description :** Made of low density polyethylene (LDPE), 50 µm thick

## TECHNICAL DATA

reference	w (mm)	l(mm)	pcs/pack
BZWP-060-100	60	80	100
BZWP-070-100	70	110	100
BZWP-100-100	100	150	100
BZWP-120-100	120	180	100
BZWP-150-100	150	220	100
BZWP-180-100	180	250	100
BZWP-200-100	200	300	100
BZWP-060-1K0	60	80	10 x 100
BZWP-070-1K0	70	110	10 x 100
BZWP-100-1K0	100	150	10 x 100
BZWP-120-1K0	120	180	10 x 100
BZWP-150-1K0	150	220	10 x 100
BZWP-180-1K0	180	250	10 x 100
BZWP-200-1K0	200	300	10 x 100

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZWP-060-100	0,315	0,07	39232100	08434868012004
BZWP-070-100	0,384	0,102	39232100	08434868012028
BZWP-100-100	1,008	0,197	39232100	08434868012042
BZWP-120-100	1,547	0,273	39232100	08434868012066
BZWP-150-100	1,35	0,38	39232100	08434868012080
BZWP-180-100	1,35	0,38	39232100	08434868012103
BZWP-200-100	1,35	0,38	39232100	08434868012127
BZWP-060-1K0	2,76	0,793	39232100	08434868012011
BZWP-070-1K0	3,072	1,1278	39232100	08434868012035
BZWP-100-1K0	5,796	2,2	39232100	08434868012059
BZWP-120-1K0	6,24	2,739	39232100	08434868012073
BZWP-150-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012097
BZWP-180-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012110

**PRODUCT PHOTO****MATERIAL**

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Bolsa con cierre zip, con banda blanca para escritura

**Descripción :** De polietileno de baja densidad (LDPE), 50 µm de grosor

## DATOS TÉCNICOS

referencia	w (mm)	l (mm)	unidades por ref.
BZWP-060-100	60	80	100
BZWP-070-100	70	110	100
BZWP-100-100	100	150	100
BZWP-120-100	120	180	100
BZWP-150-100	150	220	100
BZWP-180-100	180	250	100
BZWP-200-100	200	300	100
BZWP-060-1K0	60	80	10 x 100
BZWP-070-1K0	70	110	10 x 100
BZWP-100-1K0	100	150	10 x 100
BZWP-120-1K0	120	180	10 x 100
BZWP-150-1K0	150	220	10 x 100
BZWP-180-1K0	180	250	10 x 100
BZWP-200-1K0	200	300	10 x 100

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZWP-060-100	0,315	0,07	39232100	08434868012004
BZWP-070-100	0,384	0,102	39232100	08434868012028
BZWP-100-100	1,008	0,197	39232100	08434868012042
BZWP-120-100	1,547	0,273	39232100	08434868012066
BZWP-150-100	1,35	0,38	39232100	08434868012080
BZWP-180-100	1,35	0,38	39232100	08434868012103
BZWP-200-100	1,35	0,38	39232100	08434868012127
BZWP-060-1K0	2,76	0,793	39232100	08434868012011
BZWP-070-1K0	3,072	1,1278	39232100	08434868012035
BZWP-100-1K0	5,796	2,2	39232100	08434868012059
BZWP-120-1K0	6,24	2,739	39232100	08434868012073
BZWP-150-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012097
BZWP-180-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012110

**FOTO DEL PRODUCTO****MATERIAL**

Polietileno (PE) Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40 °C a +85 (90) °C

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit** : Sac de prélèvement à glissière, avec bande blanche pour écriture**Description** : En polyéthylène basse densité (PEBD), 50 µm d'épaisseur

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	larg. (mm)	long. (mm)	unités par ref.
BZWP-060-100	60	80	100
BZWP-070-100	70	110	100
BZWP-100-100	100	150	100
BZWP-120-100	120	180	100
BZWP-150-100	150	220	100
BZWP-180-100	180	250	100
BZWP-200-100	200	300	100
BZWP-060-1K0	60	80	10 x 100
BZWP-070-1K0	70	110	10 x 100
BZWP-100-1K0	100	150	10 x 100
BZWP-120-1K0	120	180	10 x 100
BZWP-150-1K0	150	220	10 x 100
BZWP-180-1K0	180	250	10 x 100
BZWP-200-1K0	200	300	10 x 100

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZWP-060-100	0,315	0,07	39232100	08434868012004
BZWP-070-100	0,384	0,102	39232100	08434868012028
BZWP-100-100	1,008	0,197	39232100	08434868012042
BZWP-120-100	1,547	0,273	39232100	08434868012066
BZWP-150-100	1,35	0,38	39232100	08434868012080
BZWP-180-100	1,35	0,38	39232100	08434868012103
BZWP-200-100	1,35	0,38	39232100	08434868012127
BZWP-060-1K0	2,76	0,793	39232100	08434868012011
BZWP-070-1K0	3,072	1,1278	39232100	08434868012035
BZWP-100-1K0	5,796	2,2	39232100	08434868012059
BZWP-120-1K0	6,24	2,739	39232100	08434868012073
BZWP-150-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012097
BZWP-180-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012110

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +85 (90)°C

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Sacchetto con zip, con area di scrittura di colore bianco****Descrizione :** In polietilene a bassa densità (LDPE), spessore di 50 µm

## DATI TECNICI

referenza	w (mm)	L (mm)	unità per ref.
BZWP-060-100	60	80	100
BZWP-070-100	70	110	100
BZWP-100-100	100	150	100
BZWP-120-100	120	180	100
BZWP-150-100	150	220	100
BZWP-180-100	180	250	100
BZWP-200-100	200	300	100
BZWP-060-1K0	60	80	10 x 100
BZWP-070-1K0	70	110	10 x 100
BZWP-100-1K0	100	150	10 x 100
BZWP-120-1K0	120	180	10 x 100
BZWP-150-1K0	150	220	10 x 100
BZWP-180-1K0	180	250	10 x 100
BZWP-200-1K0	200	300	10 x 100

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZWP-060-100	0,315	0,07	39232100	08434868012004
BZWP-070-100	0,384	0,102	39232100	08434868012028
BZWP-100-100	1,008	0,197	39232100	08434868012042
BZWP-120-100	1,547	0,273	39232100	08434868012066
BZWP-150-100	1,35	0,38	39232100	08434868012080
BZWP-180-100	1,35	0,38	39232100	08434868012103
BZWP-200-100	1,35	0,38	39232100	08434868012127
BZWP-060-1K0	2,76	0,793	39232100	08434868012011
BZWP-070-1K0	3,072	1,1278	39232100	08434868012035
BZWP-100-1K0	5,796	2,2	39232100	08434868012059
BZWP-120-1K0	6,24	2,739	39232100	08434868012073
BZWP-150-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012097
BZWP-180-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012110

**FOTO DEL PRODOTTO****MATERIALE**

Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C