

GENERAL INFORMATION

Product name : Desiccator with knobbed lid

Description : Polypropylene base and polycarbonate transparent lid. Includes a silicon ring between lid and base to ensure sealing. Polypropylene plate included. See the spare parts available for these desiccators on our website: www.labbox.com

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
DE1P-200-001	dessicator Ø 200 mm	1
DE1P-250-001	dessicator Ø 250 mm	1
DE1P-300-001	dessicator Ø 300 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DE1P-200-001	10,368	1,085	39233010	08434868016965
DE1P-250-001	16,767	1,79	39233010	08434868016972
DE1P-300-001	34,9125	3,02	39233010	08434868016989

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Polypropylene PP – Polycarbonate PC

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Desecador con tapa de bola, de plástico

Descripción : Base in polipropilene e coperchio in policarbonato trasparente. Dotato di guarnizione in silicone tra il coperchio e la base per assicurare la tenuta stagna. Include piastra in polipropilene. Verificare i ricambi disponibili per questi essiccatori sul nostro sito web: www.labbox.com

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
DE1P-200-001	desecador Ø 200 mm	1
DE1P-250-001	desecador Ø 250 mm	1
DE1P-300-001	desecador Ø 300 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DE1P-200-001	10,368	1,085	39233010	08434868016965
DE1P-250-001	16,767	1,79	39233010	08434868016972
DE1P-300-001	34,9125	3,02	39233010	08434868016989

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polipropileno PP – Policarbonato PC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Dessiccateur en plastique, avec couvercle à bouton

Description : Base en polypropylène et couvercle en polycarbonate transparent. Dispose d'un joint en silicone entre le couvercle et la base afin d'assurer l'étanchéité. Plaque en polypropylène incluse. Consultez les pièces de rechange disponibles pour ces dessiccateurs sur notre site : www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
DE1P-200-001	dessiccateur Ø 200 mm	1
DE1P-250-001	dessiccateur Ø 250 mm	1
DE1P-300-001	dessiccateur Ø 300 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DE1P-200-001	10,368	1,085	39233010	08434868016965
DE1P-250-001	16,767	1,79	39233010	08434868016972
DE1P-300-001	34,9125	3,02	39233010	08434868016989

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polypropylène PP - Polycarbonate PC

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Essiccatore con coperchio a pomo, in plastica

Descrizione : Base in polipropilene e coperchio in policarbonato trasparente. Dotato di guarnizione in silicone tra il coperchio e la base per assicurare la tenuta stagna. Include piastra in polipropilene. Verifica i ricambi disponibili per questi essiccatori sul nostro sito web: www.labbox.com

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
DE1P-200-001	essiccatore Ø200 mm	1
DE1P-250-001	essiccatore Ø250 mm	1
DE1P-300-001	essiccatore Ø300 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DE1P-200-001	10,368	1,085	39233010	08434868016965
DE1P-250-001	16,767	1,79	39233010	08434868016972
DE1P-300-001	34,9125	3,02	39233010	08434868016989

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polipropilene PP - Policarbonato PC